

Synovis™
Surgical Innovations

Flo-Rester®

Reusable Internal Vessel Occluder
Interner Gefäßokkluder für den mehrfachen Gebrauch
Obturateur vasculaire interne réutilisable
Dispositivo riutilizzabile per l'occlusione interna del vaso
Ocluser vascular interno reutilizable
Herbruikbare inwendige bloedvatsluiser
Til intern karokkludering
Återanvändbar intern kärlockkluderare

INSTRUCTIONS FOR USE	2
GEBRAUCHSANWEISUNG	5
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
ISTRUZIONI PER L'USO	11
INSTRUCCIONES DE USO	14
GEBRUIKSAANWIJZING	17
BRUGSANVISNING	20
BRUKSANVISNING	23

CE
0086

SYMBOL DEFINITIONS:

Can not be used more than 5 times



The date by which the product must be used



Lot number



Catalog number



Read instructions for use prior to using this product.



Shaft length



Bulb diameter

PN:SSI part number. TN:SSI tracking number. IC:SSI internal code.

INDICATIONS

Flo-Resters are used to internally occlude blood vessels during anastomosis. The occluder bulbs are inserted proximally and distally through the vessel opening. The occluder bulbs allow a dry field to be maintained during the anastomosis of a bypass graft or the suturing of two cut ends of a vessel. A pull tab allows the Flo-Rester to be easily removed prior to the final sutures being tied. Select the Flo-Rester size which is appropriate for the internal diameter of the blood vessel.

DESCRIPTION

Flo-Resters are composed of two silicone rubber bulbs on the distal ends of a flexible shaft. A tab on a tether is attached to the midpoint of the flexible

shaft, thus forming a "T" configuration. The Flo-Rester bulbs and pull tabs are radiopaque.

INSTRUCTIONS FOR USE

Each surgeon is responsible for the proper procedure and technique to be used with this device.

Before using the Flo-Rester, the bulbs must be carefully inspected to insure secure attachment to the flexible shaft and that the Flo-Rester is in satisfactory condition. Any questionable device must not be used.


I. HANDLING

Silicone elastomers used in the production of this product are among the most nonreactive materials known for this application. Great care has been taken to keep them free from contaminants such as dust, lint, oil, etc. However, silicone attracts these contaminants readily; consequently the package of the enclosed product should be opened in as clean an atmosphere as can be provided.

II. USAGE

The Flo-Rester size is chosen based upon the internal diameter of the vessel. The flexible shaft is held by pickups adjacent to the bulb to be inserted. The Flo-Rester is designed to easily slide inside the vessel. Never force the Flo-Rester into the vessel as subintimal dissection could occur. The first bulb is inserted through the vessel opening and into one side of

the vessel. The second bulb is inserted in a similar manner. When correctly placed the Flo-Rester flexible shaft will be straight. The pull tab is laid to one side out of the way (see illustration below). Unless there are perforating vessels between the bulbs of the Flo-Rester, bleeding from the vessel is completely controlled.



The Flo-Rester allows the blood vessels to be easily visualized since the walls of the vessels are separated by the bulbs.

III. CLEANING

After use, the Flo-Rester should be carefully washed with enzymatic detergent according to detergent manufacturer's instructions. All residue should be removed. A final rinse in non-pyrogenic water is recommended.

If blood is seen in the tubing, it indicates that the tubing has been punctured by a needle or similar object. When this occurs, the Flo-Rester should be replaced as it is impossible to remove the blood from the tubing.

IV. STERILIZATION

The Flo-Rester must be removed from the pouch and then should be wrapped in a clean, lint-free surgical towel or other suitable lint-free wrapping. It is recommended that the device be sterilized **NO MORE THAN FIVE (5) TIMES** by one of the following methods:

- Ethylene Oxide (EtO) gas sterilization according to standard validated hospital procedures
- Steam sterilization at 134°C for 3.5 minutes (270°F, U.S.)
- Steam sterilization at 121°C for 15 minutes (250°F, U.S.)

WARNINGS

- Flo-Resters must be sterilized before use (see STERILIZATION).
- Due to the possible danger of tearing because of the friability of some vessels, care must be used in dealing with these vessels.
- Sub-intimal dissection must be guarded against. NEVER force the Flo-Rester bulb into a vessel.
- Carefully choose the correct Flo-Rester size according to bulb diameter required.
- During anastomosis of the graft to the artery, care must be exercised so the suture needle will not pierce the Flo-Rester's bulb or shaft. The silicone rubber is soft and similar to tissue in consistency. Thus, it is not easy to feel the needle entering the bulb or shaft.

- Care must be exercised in cleaning the Flo-Rester (see CLEANING). Flo-Rester must be inspected prior to use to insure the bulbs remain securely fastened to the shaft and to ensure the device is in satisfactory condition.

PRECAUTIONS

Before using the Flo-Rester, the bulbs must be carefully inspected to insure secure attachment to the flexible shaft and that the Flo-Rester is in satisfactory condition. Any questionable device must not be used.

DISCLAIMER OF WARRANTIES:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., warrants that reasonable care has been used in the manufacture of this device. This warranty is exclusive and in lieu of all other warranties whether expressed, implied, written or oral, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness. As a result of biological differences in individuals, no product is 100% effective under all circumstances. Because of this fact and since SSI has no control over the conditions under which the device is used, diagnosis of the patient, methods of administration or its handling after it leaves its possession, SSI does not warrant either a good effect or against an ill effect following its use. The manufacturer shall not be liable for any incidental or consequential loss, damage or expense arising directly or indirectly from the use of this device. SSI will replace any device which is

defective at the time of shipment. No representative of SSI may change any of the foregoing or assume any additional liability or responsibility in connection with this device.

Rx ONLY CAUTION:

Federal (USA) law restricts this device to sale by, or on the order of, a physician.



SYMBOL DEFINITIONEN



Nicht öfter als fünfmal verwenden.



Verwendbar bis



Chargennummer



Katalognummer



Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Produkts lesen.



Schaftlänge



Okkluderkopfdurchmesser

PN:SSI Teilnummer TN:SSI Kontrollnummer IC:SSI Intercode

INDIKATIONEN

Flo-Rester® Gefäßokkluder werden während der Anastomosierung zur internen Okklusion der Blutgefäße verwendet. Die Okkluderköpfe werden proximal und distal durch die Arteriotomie eingeführt. Sie ermöglichen ein blutfreies Operationsfeld bei der Anastomosierung eines Bypasstransplantats oder der End-zu-End Anastomosierung zweier Blutgefäße. Mit Hilfe einer Plakette wird der Flo-Rester unmittelbar vor dem Verknüpfen der letzten Nähte herausgezogen. Zur Anwendung muß die für den Innendurchmesser des Blutgefäßes geeignete Flo-Rester Größe gewählt werden.

BESCHREIBUNG

Der Flo-Rester ist ein Okkluder mit zwei Silikongummiköpfen an den distalen Enden eines biegsamen Schaftes. Durch eine Plakette, die mit einem Faden in der Mitte des biegsamen Schaftes befestigt ist, erhält der Flo-Rester eine „T“-Form. Die Okkluderköpfe und die Plakette des Flo-Resters sind strahlenundurchlässig.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Verantwortung für den vorschriftsmäßigen Einsatz dieses Geräts liegt bei dem betreffenden Chirurgen.

Vor Anwendung des Flo-Resters sicherstellen, daß die Okkluderköpfe sicher am Schaft befestigt sind und das Gerät sich in ordnungsgemäßem Zustand befindet. Ein Gerät in fragwürdigem Zustand darf nicht verwendet werden.

I. HANDHABUNG


Die zur Herstellung dieses Produktes verwendeten Silikon-Elastomere sind hinsichtlich der induzierten Anwendung äußerst inert. Sie wurden mit größter Sorgfalt verarbeitet, um Verunreinigungen durch Staub, Flusen, Öl usw. zu vermeiden. Da Silikon jedoch eine starke Anziehungskraft auf solche Verunreinigungen ausübt, muß das Produkt in einer Umgebung, die so rein wie möglich ist, aus der Verpackung genommen werden.

II. ANWENDUNG

Den Flo-Rester gemäß dem Innendurchmesser des Blutgefäßes auswählen



und am biegsamen Schaft neben dem jeweils einzuführenden Okkluderkopf mit einer Pinzette halten. Der Flo-Rester läßt sich aufgrund seiner Konstruktion leicht in das Blutgefäß einführen. Um eine subintimale Dissektion zu verhindern, den Flo-Rester auf keinen Fall mit Druck in ein Gefäß einführen. Den ersten Okkluderkopf durch die Arteriotomie in eine Seite und den zweiten Okkluderkopf in die gegenüberliegende Seite des Blutgefäßes schieben. Bei vorschriftsmäßiger Einführung liegt der biegsame Schaft des Flo-Resters gerade. Die Plakette zum Herausziehen wird zu einer Seite gelegt (siehe nachstehende Abbildung). Solange sich keine einmündenden Blutgefäße zwischen den Okkluderköpfen des Flo-Resters befinden, wird die Blutung auf diese Weise völlig gestoppt.



Durch den eingeführten Flo-Rester werden die Blutgefäße deutlich sichtbar, da die Gefäßwände von den Okkluderköpfen offengehalten werden.

III. REINIGUNG

Den Flo-Rester sorgfältig mit Enzym- Reinigungsmittel entsprechend den Herstelleranweisungen reinigen und alle Verunreinigungen entfernen. Ein letztes Abspülen mit pyrogenfreiem Wasser wird empfohlen.

Falls im Okkludermantel Blut zu sehen ist, bedeutet es, daß der Mantel durch eine Nadel oder ein spitzes Objekt perforiert wurde. In diesem Fall muß der Flo-Rester ausgetauscht werden, da das Blut nicht aus dem Mantel entfernt werden kann.

IV. STERILISIERUNG

Den Flo-Rester aus dem Beutel herausnehmen und in ein sauberes, flusenfreies Operationstuch oder ein anderes steriles Tuch einwickeln. Das jeweilige Gerät kann nach folgenden Methoden, jedoch **NICHT MEHR ALS FÜNFMAL**, sterilisiert werden:

- Gassterilisation mit Ethylenoxid (EtO) gemäß klinisch gültigen Standardverfahren.
- Dampfsterilisation 3.5 min bei 134°C (270°F, U.S.)
- Dampfsterilisation 15 min bei 121°C (250°F, U.S.)

WARNHINWEISE

- Flo-Rester Gefäßokkluder müssen vor Gebrauch sterilisiert werden (siehe STERILISIERUNG).
- Aufgrund der Brüchigkeit mancher Blutgefäße bei dem Verfahren



sorgfältig vorgehen, um ein Einreißen des Gewebes zu vermeiden.

- Um eine subintimale Dissektion zu verhindern, den Flo-Rester AUF KEINEN FALL mit Druck einführen.
- Die Flo-Rester Größe gemäß dem erforderlichen Okkluderkopfdurchmesser wählen.
- Bei der Anastomosierung des Transplantats an der Arterie muß sorgfältig darauf geachtet werden, daß der Gummikopf oder Schaft des Okkluders nicht von der Nadel perforiert wird. Das Silikongummi ist fast so weich wie das Gewebe der Blutgefäße. Daher ist es nicht einfach, ein Eindringen der Nadel in den Okkluderkopf oder Schaft zu bemerken.
- Der Flo-Rester muß sorgfältig gereinigt werden (siehe REINIGUNG). Vor Anwendung des Flo-Resters sicherstellen, daß die Okkluderköpfe sicher am Schaft befestigt sind und das Gerät sich in ordnungsgemäßem Zustand befindet.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor Anwendung des Flo-Resters sicherstellen, daß die Okkluderköpfe sicher am Schaft befestigt sind und das Gerät sich in ordnungsgemäßem Zustand befindet. Ein Gerät in fragwürdigem Zustand darf nicht verwendet werden.

GARANTIEBESTIMMUNGEN:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies,

Inc., garantiert, daß angemessene Sorgfalt bei der Herstellung dieses Produkts angewendet wurde. Diese Garantie ist ausschließlich und ersetzt alle anderen ausdrücklichen, stillschweigenden, schriftlichen oder mündlichen Garantien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die Garantie der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Aufgrund der individuellen biologischen Unterschiede ist kein Produkt in allen Fällen 100 % wirksam. Daher, und weil SSI keine Kontrolle über die Einsatzbedingungen des Produkts, die Patientendiagnose, die Anwendungsmethoden oder die Handhabung des Produkts nach Auslieferung hat, garantiert SSI weder eine positive Wirkung noch das Ausbleiben von negativen Auswirkungen dieses Produkts. Der Hersteller haftet nicht für Neben- oder Folgeschäden, Verluste oder Kosten, die direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieses Produkts entstehen. SSI ersetzt Produkte, die sich zum Lieferzeitpunkt als defekt erweisen. Kein SSI-Repräsentant ist berechtigt, die obigen Bestimmungen zu ändern oder weitergehende Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit diesem Produkt einzugehen.

Rx ONLY ACHTUNG:

Laut US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur von oder auf Anordnung von Ärzten verkauft werden.



DEFINITIONS DES SYMBOLES :

Ne pas utiliser ce produit plus de 5 fois.



Date avant laquelle le produit doit être utilisé.



Numéro de lot.



Numéro de catalogue.



Lire les instructions d'utilisation du produit avant de l'utiliser.



Longueur de la tige.



Diamètre des bulbes.

PN:code d'article SSI TN:code de traçage SSI IC: code interne SSI

INDICATIONS

Le dispositif Flo-Rester permet une obturation interne des vaisseaux sanguins au cours d'une anastomose. Les bulbes de l'obturateur sont introduits par une incision pratiquée dans le vaisseau sanguin et placés en amont et en aval de l'incision. Les bulbes permettent de maintenir un champ opératoire sec durant l'anastomose d'une greffe de pontage ou la suture des extrémités sectionnées d'un vaisseau sanguin. Une pastille permet de facilement retirer l'obturateur Flo-Rester avant que ne soient

effectuées les dernières sutures. Choisir la taille d'obturateur Flo-Rester adaptée au diamètre interne du vaisseau sanguin.

DESCRIPTION

Le dispositif Flo-Rester consiste en un obturateur composé de deux bulbes de caoutchouc silicone fixés aux extrémités distales d'une tige souple. Une pastille est reliée au centre de la tige souple par une attache, formant une configuration en « T ». La pastille de même que les bulbes sont radio-opaques.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le chirurgien a la responsabilité d'assurer que les procédures et techniques appropriées à ce dispositif sont utilisées.


Avant d'utiliser l'obturateur Flo-Rester, inspecter le dispositif afin de s'assurer qu'il est en bon état et que les bulbes sont solidement fixés à leur tige. En cas de doutes, ne pas utiliser.

I. MANUTENTION

Les élastomères silicone utilisés dans la fabrication de ce produit figurent parmi les matériaux les moins réactifs qui soient pour cette application. Un soin particulier a été apporté afin de protéger ces matériaux contre les contaminants tels que poussières, huiles, peluches, etc. Toutefois, le silicone attire facilement ces contaminants ; l'emballage du produit ci-joint doit donc être ouvert dans l'environnement le plus propre possible.

II. UTILISATION

Choisir la taille de l'obturateur Flo-Rester en fonction du diamètre intérieur du vaisseau. A l'aide de pincettes, saisir la tige souple à proximité du bulbe à introduire dans le vaisseau. L'obturateur Flo-Rester est conçu de manière à s'introduire facilement dans les vaisseaux. Ne jamais forcer l'introduction du bulbe de l'obturateur Flo-Rester dans le vaisseau sanguin, car il y aurait risque de dissection sous-intimale. Le premier bulbe est introduit par l'incision pratiquée dans le vaisseau sanguin et placé d'un côté de l'incision. Le second bulbe est introduit de la même manière et placé de l'autre côté de l'incision. Lorsqu'elle est correctement positionnée, la tige souple de l'obturateur Flo-Rester demeure droite. Placer la pastille hors du champ de manière à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à l'intervention (voir l'illustration ci-dessous). Excepté en présence de vaisseaux débouchant entre les bulbes de l'obturateur Flo-Rester, la circulation du sang dans le vaisseau est complètement bloquée.



L'obturateur Flo-Rester permet de bien visualiser les vaisseaux sanguins grâce aux bulbes, qui maintiennent séparés les parois des vaisseaux.

III. NETTOYAGE

Après chaque utilisation, l'obturateur Flo-Rester doit être soigneusement lavé avec du détergent enzymatique conformément aux instructions du fabricant du détergent. Enlever tout résidu. Un rinçage final dans de l'eau non pyrogène est également recommandé.

Si du sang s'est introduit à l'intérieur de la gaine de caoutchouc silicone, c'est que la gaine a été percée par une aiguille ou un objet semblable. Le dispositif doit alors être remplacé, car il est impossible d'éliminer le sang de l'intérieur de la gaine.

IV. STERILISATION

L'obturateur Flo-Rester doit être retiré de sa pochette de plastique, puis enveloppé dans une serviette de chirurgie propre et sans peluche ou toute autre enveloppe sans peluche convenable. Il est recommandé de stériliser chacun des dispositifs **AU PLUS CINQ (5) FOIS** selon une des méthodes suivantes :

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène conformément au protocole en vigueur du centre hospitalier.
- Stérilisation à la vapeur à 134°C pendant 3.5 minutes (270°F, U.S.)
- Stérilisation à la vapeur à 121°C pendant 15 minutes (250°F, U.S.)

AVERTISSEMENTS

- Les obturateurs Flo-Rester doivent être stérilisés avant leur utilisation (voir STERILISATION).
- Etant donné les risques de déchirure dus à la fragilité de certains vaisseaux, travailler délicatement avec les vaisseaux.
- Eviter la dissection sous-intimale. Ne JAMAIS forcer l'introduction du bulbe d'un obturateur Flo-Rester dans un vaisseau sanguin.
- Choisir avec soin la taille correcte de l'obturateur Flo-Rester en fonction du diamètre du bulbe nécessaire.
- Au cours de l'anastomose de la greffe à l'artère, veiller à ne pas enfoncer l'aiguille de suture dans le bulbe ou la tige de l'obturateur. Le caoutchouc silicone est mou et de même consistance que celle des tissus. Il est donc difficile de discerner si l'aiguille a perforé ou non le bulbe ou la tige.
- Nettoyer avec soin l'obturateur Flo-Rester (voir NETTOYAGE). Celui-ci doit être inspecté avant son utilisation afin d'assurer que les bulbes sont solidement fixés à leur tige et que le dispositif est en bon état.

PRECAUTIONS

Avant d'utiliser l'obturateur Flo-Rester, inspecter le dispositif afin de s'assurer qu'il est en bon état et que les bulbes sont solidement fixés à leur tige. En cas de doutes, ne pas utiliser.

STIPULATION D'EXONERATION DE GARANTIES :

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garantit que ce produit a été fabriqué avec des soins raisonnables. Cette garantie est exclusive et se substitue à toute autre garantie, qu'elle soit exprimée, implicite, écrite ou orale, y compris, mais sans que cette liste ne soit limitative, à toute garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation. En raison des différences biologiques entre personnes, aucun produit ne peut être efficace à 100 pour cent dans toutes les circonstances. De ce fait, et étant donné que SSI n'exerce aucun contrôle sur les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, les diagnostics des patients, et les méthodes de prescription ou de manutention une fois que le produit n'est plus en sa possession, SSI n'offre aucune garantie quant aux effets bénéfiques ou néfastes découlant de l'utilisation de ce produit. Le fabricant ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou frais accidentels ou consécutifs résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. SSI s'engage à remplacer tout produit jugé défectueux au moment de son expédition. Aucun représentant de SSI n'a le pouvoir de modifier les termes susmentionnés ou d'assumer personnellement des responsabilités supplémentaires concernant ce produit.

Rx ONLY ATTENTION:

Conformément aux lois américaines, ce produit ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI



Non usare questo prodotto più di 5 volte.



La data entro la quale deve essere usato il prodotto



Numero di lotto



Numero di catalogo



Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodotto.



Lunghezza del corpo



Diametro dei bulbi

PN:Numero parte SSI TN:Numero di ricerca SSI IC:Codice interno SSI

INDICAZIONI

I dispositivi Flo-Rester® sono previsti per l'occlusione dei vasi sanguigni dall'interno durante l'anastomosi. I bulbi occlusori vengono inseriti in posizione prossimale e distale attraverso l'apertura praticata nel vaso. Questi bulbi consentono di mantenere un campo asciutto durante l'anastomosi di un innesto di bypass o durante la sutura di due estremità di un vaso recise. Tirando un'apposita pastiglia collegata al dispositivo da un cordoncino, si agevola la rimozione del Flo-Rester prima dell'applicazione delle suture finali. Selezionare le dimensioni del Flo-Rester in base al diametro interno del vaso sanguigno interessato.

DESCRIZIONE

Il dispositivo Flo-Rester è un occlusore composto da due bulbi in gomma siliconica situati alle estremità distali di un corpo flessibile. Una pastiglia è fissata mediante un sottile cordoncino al punto centrale del corpo flessibile conferendo al dispositivo una configurazione a "T". Sia i bulbi che la pastiglia del Flo-Rester sono radiopachi.

ISTRUZIONI PER L'USO

La selezione della procedura e l'impiego della tecnica corretta per l'uso del presente dispositivo sono responsabilità del chirurgo.


Prima dell'uso del Flo-Rester, esaminare attentamente i bulbi per verificare che siano saldamente fissati al corpo flessibile e che il Flo-Rester sia in condizioni soddisfacenti. Qualsiasi dispositivo in condizioni dubbie non deve essere utilizzato.

I. MANIPOLAZIONE

Gli elastomeri siliconici usati nella produzione di questo dispositivo sono tra i materiali meno reattivi noti per questo tipo di applicazione. Si è adoperata una grande cautela per mantenerli privi di contaminanti come polvere, peli, oli, ecc. Tuttavia, il silicone attira prontamente questo tipo di contaminanti. Di conseguenza, la confezione del prodotto deve essere aperta in un ambiente il più pulito possibile.

II. USO

Selezionare le dimensioni del Flo-Rester in base al diametro interno del vaso. Il corpo flessibile è sorretto da pinze adiacenti al bulbo da inserire. Il design del dispositivo Flo-Rester ne consente il facile inserimento nel vaso. Per evitare che si verifichi la dissezione subintimale, non introdurre mai forzatamente il Flo-Rester nel vaso. Il primo bulbo viene inserito in una parte del vaso attraverso l'apertura praticata nel vaso stesso. Il secondo bulbo viene inserito in maniera analoga nella direzione opposta rispetto al primo. Quando posizionato correttamente, il corpo flessibile del Flo-Rester risulta diritto. La pastiglia viene collocata lateralmente, in modo da non interferire con la procedura (vedere l'illustrazione sottostante). A meno che tra i bulbi del Flo-Rester non vi siano dei vasi affluenti, sarà completamente controllata la perdita di sangue dal vaso interessato.



Il Flo-Rester agevola la visualizzazione del vaso sanguigno grazie alla separazione delle pareti del vaso stesso mediante i bulbi del dispositivo.

III. PULIZIA

Dopo l'uso, lavare bene il Flo-Rester con detergente enzimatico seguendo le istruzioni della casa produttrice. Eliminare tutti i residui. Si consiglia un risciacquo finale con acqua apirogena.

Se si nota la presenza di sangue all'interno del tubo, significa che esso è stato perforato da un ago o da un altro strumento appuntito. In questo caso, il Flo-Rester deve essere sostituito poiché è impossibile eliminare il sangue dal tubo.

IV. STERILIZZAZIONE

Estrarre il Flo-Rester dalla busta e avvolgerlo in un panno chirurgico pulito e che non lasci peli o in altro materiale di confezionamento che non lasci peli. Si consiglia di **NON STERILIZZARE IL DISPOSITIVO PIÙ DI CINQUE (5) VOLTE** con uno dei seguenti metodi.

- Sterilizzazione mediante ossido di etilene in conformità alle prassi ospedaliere standard convalidate.
- Sterilizzazione a vapore a 134°C per 3.5 minuti (270°F, U.S.)
- Sterilizzazione a vapore a 121°C per 15 minuti (250°F, U.S.)

AVVERTENZE

- Sterilizzare i Flo-Rester prima dell'uso (vedere STERILIZZAZIONE).
- A causa della fragilità di alcuni vasi sanguigni e del rischio di lacerazione della parete, è necessario adoperare l'opportuna cautela.

- Evitare la dissezione subintimale. Non introdurre MAI forzatamente il bulbo del Flo-Rester in un vaso.
- Selezionare con cura la giusta misura del dispositivo Flo-Rester in base al diametro del bulbo necessario.
- Durante l'anastomosi dell'innesto sull'arteria, è necessario esercitare l'opportuna cautela in modo che l'ago di sutura non perfori il bulbo o il corpo flessibile del Flo-Rester. La gomma siliconica è morbida ed ha una consistenza simile a quella dei tessuti. È quindi difficile capire se l'ago sta penetrando il bulbo o il corpo del dispositivo.
- È necessario adoperare l'opportuna cautela nella pulizia del dispositivo Flo-Rester (vedere PULIZIA). Prima dell'uso del Flo-Rester, esaminare attentamente i bulbi per verificare che siano saldamente fissati al corpo flessibile e che il Flo-Rester sia in condizioni soddisfacenti.

PRECAUZIONI

Prima dell'uso del Flo-Rester, esaminare attentamente i bulbi per verificare che siano saldamente fissati al corpo flessibile e che il Flo-Rester sia in condizioni soddisfacenti. Qualsiasi dispositivo in condizioni dubbie non deve essere utilizzato.

DISCONOSCIMENTO DELLE GARANZIE

La Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garantisce che nella produzione di questo dispositivo si sono esercitate le opportune cautele. Questa garanzia è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, scritte o verbali, incluse a titolo non esclusivo tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità. A causa delle differenze biologiche fra gli individui, nessun prodotto è efficace al 100% in ogni circostanza. Per questo motivo e poiché la SSI non ha alcun controllo sulle condizioni in cui il prodotto viene usato, sulla diagnosi del paziente, sui metodi di applicazione o sul suo impiego dopo che esso lascia la sua proprietà, la SSI non garantisce né un risultato positivo né l'assenza di possibili reazioni sfavorevoli a seguito del suo utilizzo. La ditta produttrice declina ogni responsabilità per quanto riguarda perdite, danni o spese sorti direttamente o indirettamente in seguito all'uso di questo prodotto. La SSI sostituirà qualsiasi prodotto che al momento della spedizione risulti difettoso. Nessun rappresentante della SSI può modificare quanto succitato né assumere altre responsabilità relativamente a questo prodotto.

Rx ONLY ATTENZIONE

La legge federale (USA) autorizza la vendita di questo prodotto esclusivamente dietro presentazione di prescrizione medica.

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS:

Este producto no puede utilizarse más de 5 veces.



Fecha de caducidad.



Número de lote



Número de catálogo



Leer las instrucciones de uso antes de utilizar este producto.



Longitud del tallo



Diámetro del bulbo

PN:Número de pieza SSI TN:Número de seguimiento SSI IC:Código interno SSI

INDICACIONES

Los ocluidores Flo-Rester® se utilizan para ocluir internamente los vasos sanguíneos durante la anastomosis. Los bulbos ocluidores se insertan de manera proximal y distal a través de la abertura del vaso. Los bulbos ocluidores permiten que se mantenga un campo seco durante la anastomosis de un injerto o la sutura de dos extremos cortados de un vaso. Un disco permite la fácil extracción del Flo-Rester antes de anudar las suturas finales. Seleccionar el tamaño del Flo-Rester que corresponde al diámetro interno del vaso sanguíneo.

DESCRIPCIÓN

Los ocluidores Flo-Rester están compuestos de dos bulbos de goma de silicona en los extremos distales de un tallo flexible. Un disco conectado a un hilo se adhiere al punto medio del tallo flexible en una configuración en "T". Los bulbos Flo-Rester y el disco son radioopacos.

INSTRUCCIONES DE USO

Cada cirujano es responsable de utilizar este dispositivo de acuerdo a técnicas y procedimientos adecuados.


Antes de utilizar el Flo-Rester, se deben inspeccionar cuidadosamente los bulbos para garantizar que están bien conectados al tallo flexible y que el Flo-Rester se encuentra en buenas condiciones. No se debe utilizar ningún dispositivo cuestionable.

I. MANEJO

Los elastómeros de silicona que se utilizan en la producción de este producto se encuentran entre los materiales menos reactivos para esta aplicación. Se ha ejercido un gran cuidado para mantenerlos libres de contaminantes como polvo, pelusa, aceite, etc. Sin embargo, la silicona atrae estos contaminantes fácilmente; por consiguiente, el paquete del producto adjunto se debe abrir en un ambiente lo más libre de contaminantes como sea posible.

II. USO

El tamaño del Flo-Rester se escoge basado en el diámetro interno del vaso. El tallo flexible se sostiene con sujetadores adyacentes al bulbo que se va a insertar. El Flo-Rester está diseñado para que se deslice fácilmente dentro del vaso. Nunca fuerce el Flo-Rester en el vaso ya que puede ocurrir una disección subíntima. El primer bulbo se inserta a través de la abertura del vaso y a un lado del mismo. El segundo bulbo se inserta de manera similar. Cuando está colocado correctamente, el tallo flexible del Flo-Rester quedará derecho. El disco de extracción se deja reposar a un costado donde no estorbe (véase la ilustración más abajo). A menos que hayan vasos perforantes entre los bulbos del Flo-Rester, el sangrado del vaso está totalmente controlado.



El ocluser Flo-Rester permite que los vasos se vean fácilmente ya que sus paredes están separadas por los bulbos.

III. LIMPIEZA

El Flo-Rester debe lavarse cuidadosamente con un detergente enzimático siguiendo las instrucciones del fabricante. Eliminar todos los residuos. Se recomienda un enjuague final en agua no pirogénica.

Si se observa sangre en el tubo, quiere decir que una aguja u objeto similar ha perforado el tubo. Cuando esto ocurre, se debe reemplazar el Flo-Rester ya que es imposible eliminar la sangre del tubo.

IV. ESTERILIZACIÓN

El Flo-Rester debe extraerse de la bolsa y luego envolverse en una toalla quirúrgica limpia y libre de pelusa o en otro tipo de envoltura apropiada libre de pelusa. Se recomienda esterilizar el dispositivo **NO MÁS DE CINCO (5) VECES** por uno de los métodos siguientes:

- Esterilización con gas de óxido de etileno (EtO) según los procedimientos hospitalarios estándar.
- Esterilización con vapor a 134°C durante 3.5 minutos (270°F, U.S.)
- Esterilización con vapor a 121°C durante 15 minutos (250°F, U.S.)

ADVERTENCIAS

- Los ocluseres Flo-Rester deben ser esterilizados antes de su utilización (véase ESTERILIZACIÓN).
- Debido al riesgo de que ocurran desgarros a causa de la friabilidad de ciertos vasos, se debe tener cuidado al trabajar con estos vasos. Se debe

proteger contra la disección subíntima. NUNCA forzar el bulbo del Flo-Rester en un vaso.

- Escoger cuidadosamente el tamaño correcto del Flo-Rester según el diámetro requerido del bulbo.
- Durante la anastomosis del injerto en la arteria, se debe tener cuidado para que la aguja de sutura no perfora el bulbo del Flo-Rester ni el tallo flexible. La goma de silicona es blanda y de consistencia similar al tejido. Por consiguiente, no es fácil sentir la penetración de la aguja en el bulbo o el tallo.
- Se debe tener cuidado al limpiar el Flo-Rester (véase LIMPIEZA). Los ocluidores Flo-Rester deben ser inspeccionados antes de cada uso para garantizar que los bulbos permanecen conectados firmemente al tallo y para garantizar que el dispositivo se encuentra en condiciones satisfactorias.

PRECAUCIONES

Antes de usar el Flo-Rester, los bulbos deben ser inspeccionados cuidadosamente para garantizar que están conectados firmemente al tallo flexible y que el Flo-Rester se encuentra en condiciones satisfactorias. No se debe usar ningún dispositivo cuestionable.

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garantiza que se ha puesto un cuidado razonable en

la elaboración de este dispositivo. Esta garantía es exclusiva y reemplaza toda otra garantía explícita, implícita, escrita o verbal, incluyendo cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad, pero sin limitarse a ellas. Como resultado de las diferencias biológicas entre individuos, ningún producto es 100% efectivo en todas las circunstancias. Por ello y porque SSI no dispone de control sobre las condiciones en las que se usa el dispositivo, ni sobre el diagnóstico del paciente o los métodos de administración o su manejo después de ponerse en venta, SSI no da garantía ni de buen resultado ni contra resultados adversos consiguientes a su uso. El fabricante no será responsable de ninguna pérdida incidental o consecuente, daños o gastos derivados directa o indirectamente del uso de este dispositivo. SSI reemplazará cualquier dispositivo que estuviera defectuoso en el momento de su envío. Ningún representante de SSI puede cambiar nada de lo antedicho ni asumir responsabilidad adicional alguna en conexión con este dispositivo.

[Rx ONLY] PRECAUCIÓN:

La ley federal (de los EE.UU.) permite la venta de este dispositivo solamente a médicos o a personas con autorización médica.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Kan niet meer dan 5 keer worden gebruikt



Uiterste gebruiksdatum



Partijnummer

REF

Catalogusnummer



Lees de gebruiksaanwijzing alvorens dit product te gebruiken



Schachtlengte



Diameter verdikking

PN:SSI Onderdeelnummer TN:SSI Volgcode IC: SSI Interne code

INDICATIES

Flo-Resters worden gebruikt om bloedvaten inwendig af te sluiten tijdens het aanleggen van een anastomose. De afsluitverdikkingen worden proximaal en distaal ingebracht via een opening in het vat. Met de afsluitverdikkingen kan een droge zone worden verkregen tijdens het anastomoseren van een bypass-transplantaat of het hechten van de doorsneden uiteinden van een bloedvat. Dankzij een trek-label kan de Flo-Rester eenvoudig worden verwijderd vóór de laatste hechtingen worden aangebracht. Gebruik een Flo-Rester waarvan de grootte past bij de binnendiameter van het bloedvat.

BESCHRIJVING

Flo-Resters bestaan uit twee verdikkingen van siliconenrubber op de distale einden van een flexibele schacht. Halverwege de flexibele schacht is een label met bevestigingsdraad aangebracht, zodat een T-vormig geheel ontstaat. De verdikkingen en de label van de Flo-Rester zijn röntgencontrastgevend.

GEBRUIKSAANWIJZING

Iedere chirurg is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste procedures en technieken bij het gebruik van dit instrument.

Controleer vóór het gebruik van de Flo-Rester of de verdikking goed aan de schacht vastzit en of het instrument in goede staat verkeert. Nooit een instrument van twijfelachtige kwaliteit gebruiken.


I. HANTERING

De siliconenelastomeren die gebruikt zijn voor de vervaardiging van dit product behoren tot de minst reactieve materialen die voor dit soort toepassingen bekend zijn. Veel aandacht is besteed aan het voorkomen van verontreiniging van het materiaal door stof, pluis, olie, enz. Er dient echter te worden opgemerkt dat silicone dit soort verontreinigingen gemakkelijk aantrekt; daarom dient de verpakking van het bijgesloten product in een zo schoon mogelijke omgeving te worden geopend.

II. GEBRUIK

De grootte van de te gebruiken Flo-Rester wordt bepaald op grond van de binnendiameter van het bloedvat.

De flexibele schacht wordt vastgehouden door pickups die zich bevinden vlak naast de in te brengen verdikking. De Flo-Rester is dusdanig ontworpen dat hij eenvoudig het vat binnenglijdt. Forceer nooit bij het inbrengen van de Flo-Rester in een bloedvat, omdat dit kan leiden tot sub-intimale dissectie. De eerste verdikking wordt ingebracht via de opening in het vat en in een van beide richtingen naar binnen geschoven. De tweede verdikking wordt op dezelfde manier ingebracht. Wanneer de Flo-Rester op de juiste manier is aangebracht, zal de flexibele schacht recht van vorm zijn. De trek-label wordt terzijde van de ader gelegd, zodat deze niet in de weg zit (zie illustratie hieronder). Als er zich geen perforerende vaten bevinden tussen de verdikkingen van de Flo-Rester, is het bloeden van het vat volledig onder controle.



De Flo-Rester maakt bloedvaten goed zichtbaar omdat de vaatwanden door de verdikkingen apart worden gehouden.

III. REINIGING

Na gebruik moeten de Flo-Rester Bloedvatmeters worden gereinigd met een enzymatische detergens volgens de instructies van de fabrikant van het detergens. Alle residuen moeten worden verwijderd. Een laatste spoeling met niet-psyogeen water wordt aanbevolen.

Als in de flexibele schacht bloed zichtbaar is, betekent dit dat de schacht geperforeerd is met een naald of een soortgelijk voorwerp. Wanneer dit zich voordoet, moet de Flo-Rester worden vervangen aangezien het onmogelijk is het bloed uit de schacht te verwijderen.

IV. STERILISATIE

De Flo-Rester moet uit de zak worden verwijderd en vervolgens worden gewikkeld in een schone, pluisvrije chirurgische doek of andere pluisvrije verpakking. Aanbevolen wordt het instrument **NIET MEER DAN VIJF (5) KEER** te steriliseren op een van de volgende manieren:

- Gassterilisatie met ethyleenoxide (EtO) volgens standaard goedgekeurde ziekenhuisprocedures.
- Stoomsterilisatie op 134°C gedurende 3.5 minuten (270°F, U.S.)
- Stoomsterilisatie op 121°C gedurende 15 minuten (250°F, U.S.)

WAARSCHUWINGEN

- Flo-Resters moeten voor gebruik worden gesteriliseerd (zie STERILISATIE).
- Sommige vaten kunnen erg bros zijn. Bij dit soort vaten moet voorzichtig te werk worden gegaan om scheuren te voorkomen.
- Wees bedacht op sub-intimale dissecties. NOOIT forceren bij het inbrengen van de verdikking van de Flo-Rester in een vat.
- Kies zorgvuldig de juiste Flo-Rester uit met een verdikking van de gewenste grootte.
- Tijdens het anastomosereren van een transplantaat op een slagader moet er goed worden opgelet dat de hechtnaald niet de verdikking of de flexibele schacht van de Flo-Rester doorboort. Het siliconenrubber is zacht en lijkt qua samenstelling op weefsel. Het kan daarom moeilijk zijn te voelen of de naald door de verdikking of de schacht heen wordt gestoken.
- Ga zorgvuldig te werk bij het reinigen van de Flo-Rester (zie REINIGING). Flo-Resters moeten voor gebruik worden geïnspecteerd om te controleren of de verdikking goed vast zit aan de schacht om er zeker van te zijn dat het instrument in goede staat verkeert.

VOORZORGSMATREGELEN

Controleer vóór het gebruik van de Flo-Rester of de verdikkingen goed aan de schacht vastzitten en of het instrument in goede staat verkeert. Nooit een instrument van twijfelachtige kwaliteit gebruiken.

GARANTIEBEPERKINGEN:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garandeert dat goede zorg is besteed aan de vervaardiging van dit product. Deze garantie is exclusief en vervangt alle andere garanties, hetzij expliciet, impliciet, schriftelijk of mondeling gegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Vanwege de biologische verschillen tussen personen kan geen enkel product onder alle omstandigheden 100 % effectief zijn. Daarom, en omdat SSI geen controle heeft over de omstandigheden waaronder dit product gebruikt wordt, over diagnose van de patiënt en over methoden van toediening of hantering nadat het product niet meer in zijn bezit is, biedt SSI geen enkele garantie van goede dan wel slechte resultaten na gebruik van het product. De fabricant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor incidentele of indirecte schade of kosten die direct dan wel indirect voortvloeien uit het gebruik van dit product. SSI verbindt zich ertoe om producten te vervangen die ten tijde van verzending defect waren. Geen enkele vertegenwoordiger van SSI is bevoegd tot het wijzigen van het bovenstaande of tot het aanvaarden van aanvullende aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in verband met dit product.

Rx ONLY LET OP:

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag dit product alleen aan of op voorschrift van een arts worden verkocht.

TEGNFORKLARING:

Må bruges max 5 gange.



Produktet skal benyttes inden denne dato.



Forsendelsesparti nummer



Katalog nummer



Læs brugsanvisning inden brug.



Skaftlængde



Hattediameter

PN:SSI delnummer TN:SSI springsnummer IC:SSI intern kode

INDIKATION

Flo-Rester® produktet er beregnet til intern karokkludering under anastomose. Okkluderingshættene indføres proksimalt og distalt igennem arteriotomien. Med okkluderingshættene opretholdes et tørt område såvel under anastomose af et bypass-transplantat som under suturering af to overskårne karender. En trækkeap gør det let at fjerne Flo-Resteren inden den endelige suturering. Vælg den størrelse Flo-Rester, der svarer til blodkarrets interne diameter.

BESKRIVELSE

En Flo-Rester består af to pæreformede silikone gummihætter placeret i de distale ender af et bøjeligt skaft. En tap fastgjort til en snor sidder på

midten af det bøjelige skaft og danner således et "T". Flo-Rester hætter og tapper er røntgenfaste.

BRUGSANVISNING

Den enkelte kirurg er ansvarlig for den fremgangsmåde og teknik, der benyttes i forbindelse med produktet.

Før Flo-Resteren anvendes, undersøges hættene nøje for at kontrollere, at de sidder fast på det bøjelige skaft, og at Flo-Resteren er klar til brug. I tvivlstilfælde må produktet ikke benyttes.


I. BEHANDLING AF PRODUKTET

Silikoneelastomerne, der er brugt til fremstillingen af dette produkt, er blandt de mest non-reaktive materialer, der findes til dette formål. Der er gjort store bestræbelser for at holde materialerne fri for kontaminering med støv, stofpartikler, olie, osv. Silikone tiltrækker imidlertid let sådanne kontaminerende organismer; derfor bør pakken med det vedlagte produkt åbnes i så rene omgivelser som muligt.

II. ANVENDELSE

Flo-Rester-størrelsen baseres på blodkarrets interne diameter. Det bøjelige skaft stabiliseres med holdere ved siden af den hætte, der skal indføres. Flo-Resteren er designet sådan, at den let glider ind i blodkarret. Pres aldrig Flo-Resteren ind i karret, da dette kan medføre subintimal dissektion. Den første hætte føres igennem karåbningen og ind i den ene side af karret. Den anden hætte indføres på samme måde. Når hættene er

placeret korrekt, ligger det bøjelige skaft helt udstrakt. Trækketappen ligger til den ene side og er ikke i vejen (se nedenstående illustration). Med mindre der ligger tilstødende perforerende blodkar imellem de to Flo-Rester hætter, er enhver blødning fra karret bremsset fuldstændig.



Med Flo-Resteren er det let at visualisere blodkarrene, da karvæggene er holdt fra hinanden ved hjælp af hæfterne.

III. RENGØRING

Efter brugen skal Flo-Resteren rengøres med opvaskemiddel med enzymer iflg. fabrikantens brugsanvisning. Alle rester skal fjernes. Det anbefales, til slut at skylle produktet i non-pyrogen vand.

Er der blod i skaftet, er det tegn på, at en nål eller lignende objekt har perforeret det. Skulle dette ske, bør Flo-Resteren erstattes, da det ikke er muligt at fjerne blodet fra skaftet.

IV. STERILISERING

Flo-Resteren skal tages ud af indpakningen og bør derpå pakkes i en ren, fnugfri operationsserviet eller anden passende fnugfri emballage. Det anbefales, at produktet ikke steriliseres flere end fem (5) gange under anvendelse af en af de følgende metoder:

- Gassterilisering med ethylenoxid (EtO) i overensstemmelse med almen godkendt hospitalspraksis.
- Dampsterilisering ved 134°C i 3.5 minutter (270°F, U.S.)
- Dampsterilisering ved 121°C i 15 minutter (250°F, U.S.)

ADVARSLER

- Flo-Rester produkterne skal steriliseres inden brug (se STERILISERING).
- Da der er fare for beskadigelse på grund af eventuelle skøre blodkar, skal disse blodkar omgås med stor forsigtighed.
- Subintimal dissektion skal så vidt muligt undgås. Pres ALDRIG Flo-Rester hæften ind i et blodkar.
- Vælg en Flo-Rester størrelse, der passer til den anvendte hættediameter.
- Under anastomose af transplantatet til arterien må der vises omhu for at undgå, at suturnålen ikke trænger igennem Flo-Resterens hætte eller

skaft. Det anvendte silikonegummi er blødt og har en vævsagtig konsistens. Derfor kan det være vanskeligt at mærke, om nålen er trængt igennem hættten eller skaftet.

- Vær forsigtig ved rengøringsring af Flo-Resteren (se RENGØRING).
- Flo-Resteren skal undersøges inden anvendelsen for at kontrollere, at hættterne sidder fast på skaftet, og at produktet er klar til brug.

FORSIGTIGHEDSREGLER

Før Flo-Resteren anvendes, undersøges produktet for at kontrollere, at hættten sidder fast på skaftet, og at Flo-Resteren er klar til brug. I tvivlstilfælde må produktet ikke benyttes.

ANSVARSERKLÆRING:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garanterer, at rimelig omhu er udvist ved produktionen af dette produkt. Denne garanti er den eneste gyldige, og den træder i stedet for alle andre garantier, hvad enten udtrykkelige, underforståede, skriftlige eller mundtlige, herunder, men ikke begrænset til, enhver underforstået garanti for salgbarhed og egnethed. På grund af biologiske forskelle individer imellem er intet produkt 100% effektivt under alle omstændigheder. På denne baggrund, og fordi SSI ingen kontrol har over forholdene, hvorunder produktet benyttes, patientdiagnose eller produktets forvaltning efter det er ude af SSIs besiddelse, garanterer SSI hverken en positiv effekt eller mod en negativ effekt som følge af dets brug.

Fabrikanten skal ikke være ansvarlig for tilfældig eller følgeskade, tab eller udgifter opstået direkte eller indirekte som følge af brugen af dette produkt. SSI vil erstatte ethvert produkt, som er defekt ved afsending fra fabrikanten. Ingen repræsentant for SSI må ændre ovennævnte eller påtage sig nogen anden form for ansvar eller garanti i forbindelse med dette produkt.

Rx ONLY FORSIGTIG:

I henhold til amerikansk lov må dette produkt kun sælges til eller bruges af en læge.

SYMBOLFÖRKLARINGAR:

Får inte användas mer än 5 gånger.



Sista användningsdatum



Partinummer



Katalognummer



Läs bruksanvisningen före användning av denna produkt.



Skaftlängd



Kuldiameter

PN:SSI artikelnummer TN:SSI söknummer IC:SSI intern kod

INDIKATIONER

Flo-Rester används för att ockludera kärl internt under anastomos. Ocklusionskulorna förs in proximalt och distalt genom kärlöppningen. Ocklusionskulorna skapar ett torrt operationsområde vid anastomos av ett bypass-transplantat, eller då kärlets båda avskurna ändar sys ihop. Flo-Rester kan lätt avlägsnas med hjälp av en dragtunga, innan de sista suturerna knyts. Välj den storlek på Flo-Rester som passar till kärlets innerdiameter.

BESKRIVNING

Flo-Rester består av två kulor av silikongummi, som sitter på de distala ändarna av ett böjligt skaft. En tunga sitter på en sträng mitt på det böjliga skaftet och därmed får skaftet en T-form. Kulorna och dragtungorna på Flo-Rester är röntgenäta.

BRUKSANVISNING

Kirurgen är ansvarig för att korrekt metod och teknik används i samband med användning av detta instrument.

Undersök Flo-Rester före användningen, för att kontrollera att kulorna är säkert fästa på skaftet och att Flo-Rester är i fullgott skick. Använd inte instrumentet om det råder någon tvekan.


I. HANTERING

De silikonelastomerer som används vid tillverkningen av denna produkt är bland de mest icke-reaktiva material som man känner till för denna användning. Alla åtgärder har vidtagits för att hålla dem fria från föroreningar, t ex damm, ludd, olja etc. Silkon drar dock lätt åt sig dessa ämnen och därför måste denna förpackning öppnas i en så ren atmosfär som möjligt.

II. ANVÄNDNING

Välj en Flo-Rester som passar kärlets inre diameter. Håll fast det böjliga skaftet med hjälp av peanger eller dylikt nära den kula som skall föras in.

Flo-Rester är utformad så att den enkelt kan glida in i kärlet. Tvinga aldrig in en Flo-Rester i kärlet, eftersom detta kan leda till subintimal dissektion. För in den första kulan genom kärllöppningen och in i kärlets ena sida. Den andra kulan förs in på samma sätt. Om Flo-Rester är korrekt placerad, kommer skaftet att vara rakt. För dragtungan till ena sidan så att den inte är i vägen (se nedanstående bild). Under förutsättning att inga perforerande kärl finns mellan de båda kulorna på Flo-Rester, kommer blödningarna från kärlet att vara helt under kontroll.



Eftersom de båda kulorna på Flo-Rester skiljer kärlväggarna åt, kan kärlen lätt visualiseras.

III. RENGÖRING

Rengör Flo-Rester noga efter varje användning med ett enzymatiskt diskmedel enligt diskmedeltillverkarens anvisningar. Alla rester skall avlägsnas. En sista sköljning i pyrogenfritt vatten rekommenderas.

Om blod syns i slangen, indikerar detta att slangen har punkterats av en nål eller liknande föremål. När detta sker, skall Flo-Rester bytas ut eftersom det är omöjligt att avlägsna blodet ur slangen.

IV. STERILISERING

Flo-Rester måste avlägsnas ur påsen och lindas in i en ren och luddfri operationsduk eller annat passande luddfritt material. En av följande steriliseringsmetoder rekommenderas, **DOCK HÖGST FEM (5)**

GÅNGER:

- Gassterilisering med etylenoxid (EO) i enlighet med etablerade sjukhusrutiner.
- Ångsterilisering vid 134°C under 3.5 minuter (270°F, U.S.)
- Ångsterilisering vid 121°C under 15 minuter (250°F, U.S.)

VARNINGAR

- Flo-Resters måste steriliseras före användning (se STERILISERING).
- På grund av vissa kärls friabilitet och den eventuella risken för att kärnen rivs sönder, måste man vara försiktig vid hantering av blodkärl.
- Undvik subintimal dissektion. Tvinga ALDRIG in Flo-Resters kula i kärlet.
- Välj noggrant ut rätt storlek på Flo-Rester, i enlighet med den kuldiameter som krävs.

- Vid anastomos av transplanterat till artären, måste man vara försiktig så att inte nålen sticker hål på Flo-Resters kula eller skaft. Silikongummit är mjukt med en konsistens som liknar kroppsvävnad. Det är därför inte lätt att känna när nålen går in i en kula eller i skaftet.
- Var försiktig vid rengöring av Flo-Rester (se RENGÖRING). Undersök Flo-Rester före användning, för att kontrollera att kulorna sitter säkert på skaftet och att instrumentet är i gott skick.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Undersök kulorna noggrant innan Flo-Rester används, för att kontrollera att de sitter ordentligt på skaftet och att Flo-Rester är i gott skick. Använd inte instrumentet om det råder någon tvekan.

AVSÄGANDE AV GARANTIER:

Synovis Surgical Innovations (SSI), a division of Synovis Life Technologies, Inc., garanterar att alla skäligen försiktighetsåtgärder har vidtagits vid tillverkningen av detta instrument. Denna garanti är exklusiv och gäller i stället för alla andra garantier, oberoende av om de är uttryckliga eller underförstådda, muntliga eller skriftliga; bland annat alla underförstådda garantier beträffande säljbarhet eller duglighet. På grund av olika individers biologiska skillnader, är ingen produkt 100% effektiv under alla omständigheter. På grund av detta faktum och eftersom SSI inte har någon kontroll över de förhållanden som råder där instrumentet används, patientens diagnos, administreringsmetoder eller produktens hantering

efter det att den lämnar SSI, kan SSI inte garantera att instrumentets användning har en positiv effekt eller saknar en negativ sådan. Tillverkaren är inte ansvarig för omkostnader eller efterföljande skador eller förluster som uppstår som en direkt eller indirekt följd av användandet av denna produkt. SSI ersätter instrument som är defekta vid leveransen. Ingen av SSI:s representanter kan ändra något av det föregående eller åta sig ytterligare skyldigheter eller ansvar i samband med denna produkt.

Rx ONLY **VARNING:**

Federala lagar i USA inskränker försäljningen av denna produkt till eller på beställning av läkare.



Flo-Rester® is a registered trademark of Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® est une marque de fabrique de Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® è un marchio depositato della Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® es una marca registrada de Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® is een gedeponeerd handelsmerk van Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® er et registreret varemærke, som tilhører Synovis Life Technologies, Inc.

Flo-Rester® är ett registrerat varumärke som tillhör Synovis Life Technologies, Inc.





*Authorized Representative in the European Economic Area:
AR-MED Limited (Company Number 3154742)
Runnymede Malthouse
Egham, Surrey TW20 9BD
United Kingdom*

Synovis™

Surgical Innovations

A Division of Synovis Life Technologies, Inc.

2575 University Ave. W.
St. Paul, MN 55114-1024 USA
651.603.3700 800.255.4018
651.642.9018 (fax)
synovissurgical.com

11513D
09/02